


Monnal T50

Естественное дыхание



Предоставление услуг докторам

Monnal T50 – интуитивно понятный и удобный в эксплуатации аппарат ИВЛ, значительно упрощающий работу медицинского персонала на любом этапе лечения. За счёт своих характеристик и многофункциональности он идеально подходит для адаптации в любой клинической ситуации.



Проверяй Проверяй
Проверяй Проверяй

Мониторируй Мониторируй
Мониторируй

Решай Решай
Решай Решай



Уникальное решение подачи информации для проверки, мониторинга и принятия решений с первого раза.



Optimal Breathing System

Триггеры гарантируют оптимальную синхронизацию аппарата с пациентом любого возраста и состояния. Monnal T50 сохраняет заданную чувствительность при любых уровнях утечки за счёт самонастраивающейся системы.




Easy Valve

Клапан выдоха интегрирован в аппарат для большей защищённости. Чтобы перейти с двухрукавного контура на одорукавный, достаточно нажать на кнопку извлечения экспираторного клапана.




Monnal T50



С помощью курсора функции **Стоп-кадр** можно напрямую проверить синхронизацию пациента с аппаратом ИВЛ.

Пороговые значения сигналов тревоги легко обнаруживаются во время ИВЛ. Сенсорный экран обеспечивает прямой доступ к параметрам наравне с общим видом.



При настройке любого параметра всплывает окно подсказки, отображающее автоматически посчитанные значения всех связанных величин. Полезная опция для лечения со строгим подходом к мониторингу.

Monnal T75 и T50: общее начало



Natural Interface

Привыкание медицинского персонала к различным рабочим средам проходит легче за счёт общей эргономики линейки аппаратов ИВЛ Monnal.



Пневмология



Реанимация

Поддержка пациентов в повседневной жизни

За счёт своих характеристик и успокаивающего пользовательского интерфейса Monnal T50 идеально подходит для выписанных пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких на дому.



Простая и обнадёживающая среда

Для использования в домашних условиях для пациентов и членов их семей была разработана успокаивающая рабочая среда. Вне её рамок остаётся любая ненужная и стрессовая информация.

Мобильность, Monnal-стиль

Встроенная батарея обеспечивает 6 часов автономной работы. При подключении внешней батареи Monnal T50 может непрерывно работать до 18 часов. Его можно брать всюду: удобный рюкзак для переноски обеспечивает свободу действий и защищает аппарат от вредного воздействия.




Ежедневная поддержка



Monnal High Quality

Monnal T50 снабжён функцией **Boost**, которая **увеличивает** заданные давление или объём вдоха в контролируемом режиме.



Для пациентов с нервно-мышечным заболеванием и трахеостомой функция **Boost** каждый день обеспечивает:

- увеличенный объём воздуха, что позволяет пациенту **говорить**,
- увеличенный дыхательный объём **для откашливания**,
- дополнительный воздух помогает пациентам, когда требуется большее усилие.

Универсальная ИВЛ

Monnal T50 – аппарат ИВЛ, предназначенный для работы в любой ситуации, хронической или острой, с отдельными стандартами функционирования в рамках больницы и дома.

- ИВЛ с клапаном
- Режимы по объему и давлению
- VT Целевой
- Функция Boost
- Кислородный вход



- Взрослые и дети
- NIV и трахеостомия
- Одно- и двухрукавные контуры



Работайте с лучшими,
всё остальное компромисс!

8 (800) 775-10-98

medliga.ru